

Máy vi sóng trị liệu Radiotherm





Liệu pháp vi sóng an toàn

Thiết bị Radiotherm cung liệu pháp vi sóng mạnh mẽ đã được chứng minh trong thực tiễn hàng ngày qua nhiều năm.

Năng lượng vi sóng được truyền vào mô thông qua bộ phát và sau đó chuyển đổi thành nhiệt. Tùy theo loại điều trị, người dùng có thể lựa chọn giữa các loại bộ phát khác nhau: diện tích lớn, hình tròn, hình máng hoặc loại điểm. Cánh tay xoay có thể điều chỉnh tự do để tập trung bộ phát vào phần cơ thể cần điều trị.

Để đảm bảo dễ sử dụng cũng như vận hành và điều chỉnh các thông số thuận tiện và hiệu quả, thiết bị có màn hình 12 inch cảm ứng điện dung.

Thời gian điều trị có thể được cài đặt bằng kỹ thuật số trong khoảng từ 1 đến 30 phút. Khi kết thúc quá trình điều trị, công suất đã cài đặt sẽ tự động được tắt và kết thúc quá trình điều trị được báo hiệu bằng hình ảnh và âm thanh.

Giá trị công suất đầu ra hiệu dụng được hiển thị liên tục trên màn hình, người sử dụng có thể điều chỉnh các tham số một cách chính xác và hoàn toàn kiểm soát trực quan quá trình điều trị.

Ngoài chế độ hoạt động liên tục, Radiotherm còn có chức năng xung để điều trị các lớp mô sâu với nhiệt độ bề mặt thấp. Do đó, máy vi sóng điều trị của GBO có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Kết quả là, máy vi sóng điều trị của GBO có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong các bệnh viện, bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu.

Tính năng bổ sung:

- Ngôn ngữ có thể lựa chọn
- Khả năng di động
- Các quạt có thể điều chỉnh
- Giao diện người dùng hiện đại
- Thiết kế hiện đại
- Có thể lưu các mục yêu thích
- Có thể xuất chương trình trị liệu yêu thích qua USB và thẻ SD

Công suất danh nghĩa	200 / 200 W (liên tục / xung)
Tần số hoạt động:	2.45 GHz $\pm$ 1.5 %
Hiển thị công suất	Công suất hiệu dụng
Thời gian điều trị	1 – 30 phút (bước 1 phút)
Nguồn điện	230 V, 50/60 Hz
	Có thể thay đổi thành 115 V
Công suất tiêu thụ	900 VA
Lớp bảo vệ	I/B (EN 60601-1)
Phân loại thiết bị	IIa (acc. to MDD)
Kích thước	450 x 1110 x 530 mm (B x H x T)
Khối lượng	44 kg
Bảo hành	24 tháng

Có thể sửa đổi kỹ thuật mà không cần thông báo trước.

