

Hệ thống kéo giãn cột sống và cổ TESI ComfoTrac duo



TESI ComfoTrac duo

Pt.-No. 018-0-0030



Chức năng cơ bản

- Có thể hiệu chỉnh và điều chỉnh độ nóng bề mặt của đệm ở vùng lưng
- Mặt giường rộng 75 cm nằm thoải mái
- Xoa bóp cột sống bằng > Điều chỉnh vùng xoa bóp > Điều chỉnh áp suất > Điều chỉnh tốc độ
- Xoa bóp rung với tần số BMS có thể điều chỉnh được
- Tất cả cài đặt thông qua màn hình cảm ứng LCD lớn
- Tắm đỡ chân điều chỉnh bằng điện, tùy theo kích thước người sử dụng
- Vận hành đơn giản thông qua màn hình cảm ứng

Chức năng

- Kéo giãn cột sống cổ với lực kéo được kiểm soát chính xác lên tới 160 N
- Kéo giãn cột sống lưng với lực kéo được kiểm soát chính xác lên đến 600 N

Chỉ định

- Đau lưng
- Thoát vị đĩa đệm cột sống

Thông số kỹ thuật

Xoa bóp:	
Tần số rung	15 – 35 Hz
Nhiệt độ làm ấm	Tối đa 35°C
Hẹn giờ điều trị	1 – 30 phút
Kéo giãn:	
Lực kéo tối đa	Liên tục và gián đoạn
Cột sống lưng	Tối đa 600 N
Cột sống cổ	Tối đa 160 N
Nguồn cấp	100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Phân loại thiết bị	IIb
Lớp bảo vệ	I
Mức độ bảo vệ	B
Kích thước	200 x 94 x 66 cm (R x S x C) chiều cao với cánh tay 175 cm
Khối lượng	140 kg
Thời gian bảo hành	24 tháng
Có thể thay đổi kỹ thuật mà không cần thông báo trước.	

Phụ kiện

	Mã số	Thông số kỹ thuật	Sử dụng	Ứng dụng	Ghi chú
	018-0-0001	Đai ngực	Cố định cơ thể khi thực hiện động tác kéo cột sống thắt lưng	Trên phần ngực và các vòng ở đầu thiết bị	Đối với TESI ComfoTrac và ComfoTrac Duo
	018-0-0002	Đai chậu, cỡ trung (90 – 110cm)	Để kéo giãn cột sống cổ	Xung quanh thắt lưng và ở cột sống thắt lưng	Đối với TESI ComfoTrac và ComfoTrac Duo
	018-0-0003	Đai chậu, cỡ nhỏ (75 – 90 cm)	Để kéo giãn cột sống cổ	Xung quanh thắt lưng và ở cột sống thắt lưng	Đối với TESI ComfoTrac và ComfoTrac Duo
	018-0-0056	Đai chậu, cỡ lớn (110 – 145 cm)	Để kéo giãn cột sống cổ	Xung quanh thắt lưng và ở cột sống thắt lưng	Đối với TESI ComfoTrac và ComfoTrac Duo
	018-0-0040	Giá đỡ cổ	Để kéo giãn cột sống cổ	Ở vùng đầu và cổ	Đối với TESI ComfoTrac Duo
	018-0-0004	Đai cổ	Để kéo giãn cột sống cổ (Thay thế cho di chuyển cổ)	Ở vùng đầu và cổ	Đối với TESI ComfoTrac Duo
	016-0-0058	Đệm cổ, cỡ nhỏ	Đối với độ cong quá mức của vùng lưng trên	Được đặt trên mặt giường	Đối với ComfoTrac và ComfoTrac Duo

