

ĐIỆN TRỊ LIỆU THỂ HỆ MỚI



Thiết bị kích thích từ
mới của chúng tôi

M-Tec Mag S

gbo 

M-Tec Mag S

Liệu pháp điện trị liệu ở một đẳng cấp khác biệt

Chữa lành tự nhiên – Chất lượng chuyên sâu

Bây giờ bạn có thể trải nghiệm sức mạnh của Liệu pháp cảm ứng từ năng lượng cao.

Đau là một trong những vấn đề sức khỏe gia tăng nhanh nhất trên thế giới. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 20% người trưởng thành bị ảnh hưởng bởi các chứng đau.

Liệu pháp cảm ứng từ năng lượng cao sáng tạo đặt ra các tiêu chuẩn mới trong các liệu pháp giảm đau.

Bên cạnh việc điều trị đau hiệu quả, Liệu pháp cảm ứng từ năng lượng cao được sử dụng rộng rãi để điều chỉnh trương lực cơ, tăng cường tuần hoàn máu và kích hoạt quá trình tái tạo tế bào.

Liệu pháp cảm ứng từ năng lượng cao

Cơ thể con người là môi trường dẫn điện tốt và cũng dẫn từ tính. Vì các ion trong tế bào mang điện tích, nên màng tế bào cũng cần có điện thế nhất định để duy trì hoạt động bình thường.

Màng tế bào khỏe mạnh có điện thế cao hơn so với màng tế bào bị bệnh hoặc lão hóa — kể cả với tế bào vi khuẩn và virus. Khi điện thế màng tế bào thấp, tế bào thiếu năng lượng để duy trì chức năng sinh lý.

Do đó, tế bào cần năng lượng, và kích thích bằng trường điện từ được chứng minh có khả năng tăng năng lượng này và tối ưu hóa hoạt động của tế bào.

Các trường điện từ có thể xuyên qua da, mô, cơ quan và xương mà không gây biến dạng hoặc tổn thương, giúp kích hoạt các phản ứng điện sinh học, cải thiện trao đổi chất mô và chức năng màng tế bào.

Thiết bị M-Tec Mag S tạo ra từ trường có cường độ 3 Tesla, mạnh hơn khoảng 600 lần so với nam châm thông thường. Từ trường mạnh này kích thích các tế bào thần kinh, cơ và mạch máu, giúp thúc đẩy quá trình hồi phục và giảm đau hiệu quả.

Thông số kỹ thuật

Công suất từ trường	3 Tesla (Đầu trị liệu lớn) 2,5 Tesla (Đầu trị liệu vừa)
Số kênh	2
Tần số	1 - 150 Hz
Thời gian điều trị	1 - 60 phút
Chương trình điều trị	Chương trình: 20 Yêu thích: 20 Chế độ chuyên gia: 20
Điện áp / Công suất tiêu thụ	220 - 240 V / 50/60 Hz, tối đa. 2200 VA
Kích thước	993 x 501 x 542 mm (H x B x T) (không bao gồm xe đẩy)
Trọng lượng	Xấp xỉ 60 kg
Bảo hành	24 tháng



gbo Medizintechnik AG

Kleiststraße 6 · D-64668 Rimbach

Telefon: +49 (0) 6253 / 808-0 · Fax: +49 (0) 6253 / 808-245

E-Mail: info@gbo-ag.de · www.gbo-med.de

