



PELVIPOWER™

CHUẨN Y KHOA THỤY SỸ - CÔNG NGHỆ ĐỨC

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CƠ SÀN CHẬU

Là một phần của công nghệ **PelviPower**, **PelvicFMS** là thiết bị y tế phân loại Class IIa đã được chứng nhận, sử dụng kích thích từ chức năng (FMS) để điều trị không xâm lấn và hiệu quả các rối loạn cơ sàn chậu. Thiết bị hỗ trợ tăng cường cơ sàn chậu, góp phần cải thiện sự ổn định và chất lượng cuộc sống.

Hãng chủ sở hữu: **PonteMed - Thụy Sĩ**

Hãng sản xuất: **GBO - Đức**

CE



**TIỂU KHÔNG
KIỂM SOÁT**

Suy bàng quang
Suy giảm chức
năng ruột,
phòng ngừa
rò rỉ.



BÀ MẸ TRẺ

Phục hồi
của sàn chậu
sau khi sinh.



PHỤ NỮ

Mãn kinh, suy
bàng quang,
làm giàu
mô, tăng
ham muốn.



ĐÀN ÔNG

Tăng sinh lực,
sinh lý, Phục
hồi sau phẫu
thuật cắt bỏ
tiền liệt tuyến.



LUNG

Đau lưng
Thư giãn
Tăng cường
tư thế.



THỂ THAO

Thể lực hiệu
suất cao
Ổn định & định
hình cơ thể.



CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN (VITRADIMEX., JSC)

Số 51, ngõ 228 đường Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội

091 269 18 81

vitradimex.com

info@vitradimex.com

MÁY TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CƠ SÀN CHẬU BẰNG TỪ TRƯỜNG PELVIPOWER

MÀN HÌNH CẢM ỨNG MÀU:
10.1 inch.

AN TOÀN: Tự động phát hiện cấy ghép kim loại.

GÁC CHÂN: Có thể nâng hạ 90 độ.




VỊ TRÍ NGỒI: Ghế có thể ngả về phía sau 20 độ.

TAY VỊN CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH: Có thể gấp lại khi cần thiết. Giúp bệnh nhân dễ tiếp cận hơn, ví dụ như đối với người dùng xe.

CUỘN DÂY TỪ TRƯỜNG CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH: Cuộn dây có thể di chuyển 18 cm về phía trước hoặc phía sau, đảm bảo bệnh nhân có được vị trí ngồi thoải mái nhất.

» Các chương trình điều trị

Chương trình	Chương trình phụ	Thời gian (phút)	Mô tả
Tiểu tiện không tự chủ	+ 6 chương trình phụ riêng biệt	15-22 phút	Các chương trình chuyên biệt cho tiểu không tự chủ do căng thẳng, tiểu gấp, tiểu không tự chủ hỗn hợp và cả đại tiện không tự chủ.
Phụ nữ	+ 6 chương trình phụ riêng biệt	15-22 phút	Huấn luyện tăng cường cơ sàn chậu sau sinh, cải thiện ham muốn và các vấn đề trong thời kỳ mãn kinh.
Nam giới	+ 6 chương trình phụ riêng biệt	15-22 phút	Chương trình phục hồi chuyên biệt sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt, kết hợp tăng cường sức mạnh và hỗ trợ chức năng tình dục.
Vùng lưng	+ 6 chương trình phụ riêng biệt	15-22 phút	Các chương trình nhằm mục tiêu giảm đau lưng cấp, đau thần kinh tọa và đau mạn tính.
Thư giãn - Cá nhân hóa	+ 6 chương trình phụ riêng biệt	15-22 phút	Chương trình nhẹ nhàng cho người có độ nhạy cảm cao; bao gồm ví xoa bóp, kết hợp Trạng Release và các giải pháp tùy chỉnh riêng.
Phòng ngừa	+ 6 chương trình phụ riêng biệt	22 phút	Các chương trình tăng cường sức bền, duy trì hiệu quả trị liệu và nâng cao sinh lực.



Hiệu Quả Lâm Sàng Vượt Trội: 75% người bệnh đáp ứng điều trị sau 2 tháng, với hiệu quả được duy trì lâu dài đến 14 tháng.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.juro.2016.11.091>

Vol. 197, 1302-1308, May 2017

Printed in U.S.A.

PELVIPOWER™

THIẾT BỊ TẬP LUYỆN PHẢN HỒI SINH HỌC CƠ SÀN CHẬU

TỤA LUNG

Tựa lưng công thái học giúp người tập giữ tư thế ổn định trong suốt quá trình tập luyện.

KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH

Cảm biến được điều chỉnh cá nhân hóa theo thể trạng người dùng, giúp tối ưu hóa kết quả tập luyện.

MÀN HÌNH

Màn hình hiển thị đồ họa hướng dẫn người tập siết và thả lỏng cơ, đồng thời trực quan hóa các chuyển động cơ trong suốt quá trình tập luyện.

CẢM BIẾN PHẢN HỒI SINH HỌC

Cảm biến tích hợp trong ghế có chức năng ghi nhận hoạt động cơ sàn chậu và trực quan hóa cường độ co cơ trên màn hình.

» PT04 hỗ trợ bạn trong việc:

- Tăng khả năng nhận biết và kích hoạt đúng cơ sàn chậu.
- Tập luyện kiểm soát động tác co và giãn cơ.
- Cải thiện sự phối hợp cơ.
- Xây dựng khả năng phản xạ nhanh của cơ sàn chậu.
- Tăng sức bền và khả năng thư giãn của cơ sàn chậu.
- Theo dõi tiến trình tập luyện.

» SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Winform Medical Engineering S.r.l./ Ý



Máy điều trị bằng sóng xung kích



Máy nhiệt trị liệu kết hợp siêu âm



Máy điều trị laser công suất cao



Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng di động

Gbo Medizintechnik AG/ Đức



HiToP® Công nghệ điện trị liệu tần số cao HighTone, ứng dụng điều biến đồng thời tần số và biên độ (SimulFAM®), giúp đưa năng lượng vào cơ thể và tạo hiệu ứng cộng hưởng tại tế bào.



Stereodynamator® nổi bật với công nghệ dòng điện giao thoa lập thể 3 chiều (Stereodynamic Interference), tạo trường kích thích động đa hướng từ 3 dòng điện trung tần, cho tác động sâu và đa vị trí.

Gbo Medizintechnik AG/ Đức



Máy điều trị sóng ngắn

North American Medical Corporation/ Mỹ



Máy điều trị giảm áp lực cột sống và cổ



CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN (VITRADIMEX., JSC)

📍 Số 51, ngõ 228 đường Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội
 ☎ 091 269 18 81 🌐 vitradimex.com ✉ info@vitradimex.com

Văn phòng Miền Bắc:

VPGD: Tòa nhà Cotana, Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, TP. Hà Nội
Điện thoại: +84-24-36416213

Văn phòng Miền Trung:

VPGD: 56 Cồn Dầu 01, Phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng Miền Nam

VPGD: 54/3/6 Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh